



نمونه گیری Cyclosporine :

جهت نمونه گیری تست Cyclosporine (C0) می بایست نمونه گیری قبل از مصرف دوز بعدی دارو انجام گیرد، به این

ترتیب که بیمار حتما **۱۲ ساعت** قبل قرص مربوطه را خورده باشد. فقط بازه زمانی ۱۰ دقیقه قبل و بعد از ۱۲ ساعت قابل

قبول است، در غیر این صورت امکان نمونه گیری وجود **ندارد** و باید نمونه گیری در روز دیگری انجام گیرد.

در مورد بیمارانی که تست Cyclosporine (C2) نیز بلافاصله بعد از خوردن قرص زمان گرفته شود و **۲ ساعت** بعد، با بازه

زمانی ۱۰ دقیقه اقدام به نمونه گیری شود. در غیر این صورت امکان نمونه گیری وجود **ندارد**.

فقط تست های Cyclosporine و Tacrolimus و Sirolimus در ویال مخصوص گرفته شود.