



نمونه گیری Cyclosporine :

جهت نمونه گیری تست Cyclosporine (C0) می بایست نمونه گیری قبل از مصرف دوز بعدی دارو انجام گیرد، به این ترتیب که بیمار **حتما ۱۲ ساعت** قبل ،

قرص مربوطه را خورده باشد. فقط بازه زمانی ۱۰ دقیقه (قبل و بعد) از ۱۲ ساعت قابل قبول است، در غیر این صورت امکان نمونه گیری وجود ندارد و باید نمونه

گیری در روز دیگری انجام گیرد. در مورد بیمارانی که تست Cyclosporine (C2) دارند نیز بلافاصله بعد از خوردن قرص زمان گرفته شود و **۲ ساعت** بعد، با بازه

زمانی ۱۰ دقیقه اقدام به نمونه گیری شود. در غیر این صورت امکان نمونه گیری وجود ندارد.

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت آزمایش خواهد شد.